

سايقل يرشبل ال Cd200R - ةل يسنل ايداحأ داضم بنرأ Q8Td46 - يولخل قفدتل

رصنع ال مقرر: CM0009261



ةمدقم

قفارتم بنرأل نم ةل يسنل ايداحأ داضم مسج ممصم (OX2R) يرشبل ال CD200R فدهتسي عم صاخ (FC) يولخل قفدتل سايقل تاقيبطتل لبقتسم وهو 1، يرشبل ال CD200 لبقتسم ب في كراشي طبثم ةيعانم شيتفت ةطقن رهاظتل ثاحبال يلاثم. باهتلال ميظنت ةيعانم الاروال ملعو ةيعانم ال

ديزملل فرع

لماعلم ال	ةميقل
جتنم ال مس	mAb يرشبل ال CD200R - داضم بنرأ
راعتسم مس/تاطحال م	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
عاون ال	ناسن
نيج ال فرع م	131450
نيج ال فرع م	131450
دصتسم ال	يرشبل ال CD200R نم 29-240 ةينيماال صامحال عم قفاوتي لسلسلتي لعيوتحي بيكرتال داغم يجامدن نيوترب (NP_740750.1)
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةل يسنل ايداحأ داضم ماسجأ
قيبطتل ال	FC
عطاقتم ال لعافتل	ناسن
SWISS	Q8TD46
نيتوربل ال نزو	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
نحش ال	جلت سيك