


Rabbit Anti-Human Cd200R
Q8Td46 - يولخال قفدتلاب فشك لل

CM0009025: رصنع لاقر



ةمدقم

دض بنرأل نم ةلېسنل ديحو داضم مسج
نم ققحتل متو ، ب نرتقم ، يرش ب ال CD200R
ريبع تنع فشكي . يولخل قفدتلل هتي حالص
يف ةيعانم ال ايالخل لىل CD200 لبقتسم
، تاباهتلالو ةيعانم ال ماروأل اءابأ

دي زمل ا فرعا

رابعی	رقم
مستعمل	Rabbit anti-Human CD200R ھل سى نى دى و داض م الم س س
ھل دى ب لاء ام س ا ل / ا ط ا ح الم	OX2R: MOX2R: CD200R: HCRTR2
نوع	ناس ن ل
م (ناس ن ل) نى ج ل ف ر ع م	131450
نى ج ل ف ر ع م	131450
ي ن ا م ل د ص ت س م ل	(NP_740750.1) ى ر س ب ل CD200R م 29-240 ھل نى م ا ل ا ص ا م ا ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ى ل ع ي و ت ح ي ف ل ت م ؤ م ي ج ا م د ن ا نى و ر ب
م ر د ص م ل	ب ن ر ا ل
ھل	ھل سى ن ل ھل دى و د ا ص م الم ا س ا ل
ق ب ط ل	FC
ل د ا ب ت الم ل ع ا ف ت ل	ناس ن ل
SWISS	Q8TD46
ن و ت و ر ب ل ن و	ن و ت ل د و ل ي ك 39 / ن و ت ل د و ل ي ك 37 / ن و ت ل د و ل ي ك 21 / ن و ت ل د و ل ي ك 19
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك