

قودت ل Cd239/Bcam ناسن إلل ةل س نل ا يداح أ داضم ب نرأ ايال خ ل - P50895

رصن عل م قر: CM0009370



ةمدقم

عم قفارت م ب نرأ ل نم ةل س نل ا يداح أ داضم ققحت ل م ت. يرش ب ل CD239/BCAM فدهت سي لعافت ي و، (FC) ايل خ ل قودت ل هت حص نم قاصت ل ء زج وه و، يرش ب ل CD239 عم آدي دحت طبر ي ف كراش ي نوت لاد ولي ك 67 نزوب يول خ ايل خ ل ءرجه و نين يمال ل.

دي زم ل فرع ا

لم اعل ل	ةم ي ق ل ا
جت نم ل م سا	CD239/BCAM ناسن إلل ةل س نل ا يداح أ داضم ب نرأ
ةراعت سم ءام س/ات اطاح ل م	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; ء زج
عاو ن أ ل ا	ناسن إ
ن ج ل ا فرع م	4059
ن ج ل ا فرع م	4059
دضت سم ل ا	يرش ب ل CD239/BCAM نم 32-547 ةن ي ن أ ل ا ضام أ ل ا عم قفاوت ي لس لس ت يلع يوت ح ي بي كرت ل ا داغم ي جام دن ا ني ت و رب (NP_005572.2).
ردص م ل ا	ب نرأ
ةئ ف ل ا	ةل س نل ا ءداح أ ءداضم م اس ح أ
ق ي بطت ل ا	FC
عطاقت ل ا لعافت ل ا	ناسن إ
SWISS	P50895
ن ي ت و رب ل ا نزو	67kDa
ح ش ل ا	جل ت سي ك