

Mab J- If/Icc, Fc - P25063
يرشبل ال Cd24 جـ داضم بنراً
رصنع ال مقرر: CM0005305

مقدم

بيكرت ال داعم بنرأل نم ةلېسنل ال يداحأ داضم
م . بـ ةرشابم طبترم ، يرشبل ال CD24 دض
قفدتو يغانم ال غانم تسال ل هتحص نم ققحت ال
بـ طبترم يركس ني تورب فدهتسي . ايلخ ال
ةيئاب ال ايلخ ال طيشنت طشن GPI
ة يغانم ال تاباجت سال او

ديزم ال فرع

ل ماع ال	ةم ي ال
جت نم ال مس	mAb يرشبل ال CD24 جـ داضم بنراً
راع تس م س / ات اطح ال م	CD24A; CD24
عون ال	ناسن
ني ج ال فرع م	100133941
دضت س م ال	(NP_037362.1) يرشبل ال CD24 نم 1-80 يني مأل ا ضامأل ل خاد لس لس ت عم قفاوتي يغانط صا ديتبب
ردص م ال	بنراً
ةف ال	ةلېسنل ال يداحأ داضم ماسج
ق ي بطت ال	IF/ICC, FC
ع طاقم ال لعافت ال	ناسن
SWISS	P25063
ني تورب ال نزو	8kDa; 13kDa
نحش ال	جلت سيك