

هين قتل يرشب ال Cd244/2B4 - ل داضم ال ةليسنن ديحو بنرا
Q9Bzw8 - ايلخ ال قفدت

CM0009571: رصنع ل ا مقرر

ةمدقم

بنرأل نم ةلنسنلل ةلحو ةاضم ماسجأ
 یرشب ل CD244/2B4 فدهتستو عم ةق فارتم
 صاخ .ایالخل قفدت ةینقتل (SLAMF4)
 ایالخل او ةیعی بطل ةلتاقل ایالخل تاوومجل
 .ةیرشب تانیعی فهنم ققحتلت مت ؛ةیئاتل
 ایالخل فی رعت تافل مءاشنل للاثم
 .ةیفظول تاساردل او ةیعانمل

دي زملا فرعا

رأي عمال	ه م ق ل ا
ج ت م ن ل ا م س ا	mAb ي ر ش ب ل ا CD244/2B4 ل د ا ص م ب ن ر ا
ه ر ا ع ت س م ا م س ا / ت ا ط ح ا ل ا م	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; ي ز ج CD244
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
GenelD ((ن ا س ن ا)	51744
GenelD	51744
ل د ص ت س م ل ا	(NP_001160135.1) ي ر ش ب ل ا CD244/2B4 م ن 22-221 ه ي ن ي م ا ل ا ص ا م ح ا ل ا ل د ا ع ي ف ل ؤ م ن ي ت و ر ب
ل ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ا ل ف ا	ة ل ي س ن ل ا ة د ي ح و ة د ا ص م م ا س ح ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	Q9BZW8
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	30kDa/36kDa/41kDa
ل ح ش ر ل ا	ح ل ت س ي ك