

ل- ةداضم الة بئرأ الة لسن الة ديحول ةداضم الة ماسجأل Cd244/2B4 - قفدت الة بئرأ الة لسن الة ديحول الة ماسجأل CM0010537 :رصن الة مقرر

ةمدقم

فدهت سس ي بئرأ الة لسن الة ديحول ةداضم ماسجأل
ل- ةداضم الة بئرأ الة ماسجأل، يرش ب الة Cd244/2B4
ي:عانم الة دصتسم الة. قفدت الة بئرأ الة
(22-221 ةني مأل ةداضم الة) فل ةم ني ةورب
ةل ةال الة ل ب ق س م ي ل ع فر ع تي
ةعانم الة ةا ب آل دي فم، ةي ع ي ب ط ال
ةي ف ي ك ةل الة /رط ف الة.

ديزم الة فرع

ةم ل عم ال	ةم ي ال
ج ن م ال م سا	mAb يرش ب الة Cd244/2B4 ل- ةداضم الة بئرأ الة
ةرا ع ت س م ةا م س أا ط ا ح ال م	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; يرش ب CD244
ع و ن ال	يرش ب
م ر ج ال ل (ر ش ب ال ل) فرع م	51744
م ر ج ال ل فرع م	51744
ي عا ن م ال د ص ت س م ال	(NP_001160135.1) يرش ب الة Cd244/2B4 م 22-221 ةني مأل ةداضم الة م ص ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ف ل ة م ني ةورب
ر د ص م ال	بئرأ
ةل	ةل س ن الة ديحول ةداضم الة ماسجأل
ق ي ب ط ال	FC
ل د ا ب ت ال ل ع ا ف ت ال	يرش ب
SWISS	Q9BZW8
ن ي ة و ر ب ال ن ز و	ن و ت ال د و ل ي ك 41 / ن و ت ال د و ل ي ك 36 / ن و ت ال د و ل ي ك 30
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك