


قفدت ةينقتل يرشبل ال Cd28 - ةللسنل اءاأ ءاضم ببئرأ P10747 - اءالءل

رصنع ال مقر: CM0012036



ةمدقم

عم قفارت م ببئرأ نم ةللسنل اءاأ ءاضم مسج ةينقتل ممصم (Tp44) يرشبل ال CD28 ءض ءاضم ال مسجل اءه فءهتسي. اءالءل قفدت T اءالءل ءءم ال ووسلل ىركسلل نىءورب طىشن ل وءءاسارء اءءءى امم، CD28، ىعانم ال مىظنءل و، اءرءاءء و، T اءالءل.

ءىزم ال فرءا

لمءم ال	همىق ال
ءءنم ال مسا	مءب (mAb) ىرشبل ال CD28 - ءاضم ببئرأ
راعءسم مس/اءءا طءم	Tp44
ءون ال	ناسن
ءىء ال فرءم (ناسن)	940
ءىء ال فرءم	940
ءضءسم ال	(P10747) لمءك ال لوطل ىرشبل ال CD28 - بىكءءل ءاعم نىءورب
رءصم ال	بئرأ
ءفاء	ةللسنل اءاأ ءاضم ماسءا
قىءطء ال	(FC) اءالءل قفدت ةينقت
طاقاءم الءافء ال	ناسن
SWISS	P10747
نىءورب ال نءو	25kDa
ءءءل	ءلء سىء