

سايقل يرشبل Cd28 دض بنراً ةلېسنل ايداحاً داضم مسج P10747 - يولخل قفدتل

رصنعل مقرر: CM0005036



ةمدقم

CD28 دض بنراً ةلېسنل ايداحاً داضم مسج
خاسنلسا) ةدوجل يلل اع-ب نرتقم يرشبل
قفدتل سايقل هتحص نم ققحتل مت (Tp44
ايالخل طيشنت اساردل يلاثم. يولخل
ةدعاق. ةعانمل شيتفتل طاقنو ةيئاتل
Swiss-Prot: P10747. تاناي

ديزمل فرعا

لماعل	همل
جتنملا مسا	يرشبل Cd28 دض بنراً ةلېسنل ايداحاً داضم مسج
ليدب مسا / تاطحال مسا	Tp44
عونل	يرشب
نجلل فرعم (رشبيل)	940
نجلل فرعم	940
يعانملا دضتسملا	(P10747) يرشبل Cd28 نم لماكلل انجلل فلل نم نيتورب
ردصملا	بنرا
ةفلا	ةلېسنل ايداحاً داضملا ماسجال
قبطتل	(FC) يولخل قفدتل سايقل
لدابتل لعافتل	يرشب
زمر SWISS	P10747
نيتوربلل نرو	نوتلاد وليك 25
نحشلة قيرط	جلت سيك