


Cd300A دضتسم دض بنارأل نم ةلنسنل ديحو داضم مسج Q9Ugn4 - يولخل قفدتل سايل يرشبل

مقرر: CM0008107



ةمدقم

قفارتم بنارأل نم ةلنسنل ديحو داضم مسج يرشبل CD300a دضتسم فدهتسي ةغبص عم يف مادختسالل دم تعم (CMRF35H, IRp60)، نع فشكي. يولخل قفدتل سايل ةلتاقل ايلخل يل ع ةطبثمل تالبقتسمال. ةنيدبل ايلخل او ةيئاتل ايلخل او ةييعي بطال. Q9UGN4: توربينيوي

ديزملل فرع

لماعمل	ةمقيل
جتنملا مس	يرشبل CD300a دض بنارأل نم ةلنسنل ديحو داضم مسج
ةليدب ءامسأ/اتاطحال م	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
عونل	يرشب
م (يرشب) نجلل فرعم	11314
نجلل فرعم	11314
يعانملا دضتسملا	(NP_009192.2) يرشبل CD300a دضتسم نم 178 يل 18 نم ةينيمألا صامألا عم قفاوتي لسلسل يل ع يوتحي فلتؤم يجامدنل ني تورب
ردصملا	بنرأ
فينصتلا	ةلنسنل ديحو داضم ماسجأ
قبطتلا	FC
لدابتل علاقتلا	يرشب
SWISS	Q9UGN4
نيتوربلل نزو	نوتلاد وليك 16.5 / نوتلاد وليك 12 / نوتلاد وليك 20 / نوتلاد وليك 33
نحشل	جلت سيك