


Cd300A/C - ج. داضم ال بنرأل نم ةل س ن ال يداح أ داضم مسج - يولخل قفدت ال سايقول عم قفارت ال يرش بل Q9Ugn4/Q08708

رصن عل مقرر: CM0009989



ةمدقم

قفارت م بنرأل نم ةل س ن ال يداح أ داضم مسج
هنم ققحتُم ، يرش بل CD300a/c فدهت سي عم
ةساردل يلاثم . يولخل قفدت ال سايقول
ايالخل الى لع يعانم ال طيبثت ال تالبقتسم
، ةيئات ال ايالخل او ، (NK) ةيعي بط ال ةلتاقل
، يرخأل اضاء بل مدل ايالخلو

ديزم ال فرع

ةمد عل	ةمد يول
جتنم ال مس	يرش بل CD300 a/c ج. داضم ال بنرأل نم ةل س ن ال يداح أ داضم مسج
يرخأ ءامسأ/أطاح ال م	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
عون ال	يرش ب
نيج ال فّر عم	11314/10871 (يرش ب)
يعانم ال دضتسم ال	(NP_009192.2) يرش بل CD300a نم 18-178 ةينيأل اضاأل قباطم لسلست الى ع يوتحي هبكرت داغم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةف ال	ةل س ن ال يداح أ داضم ماسج أ
قبيطت ال	(FC) يولخل قفدت ال سايقول
عطاقم ال لعافت ال	يرش ب
SWISS	Q9UGN4/Q08708
نيتوربل لي ئي زجل ن زول ال	نوتالاد وليك 33
جش ال	جالت سيك