


ج- إف/إي سي، إف سي - ج- إيف/إي سي 300 سي ج- داضم بنرأ Q08708

رصن عل مقرر: CM0011872



مقدم

بنرأل نم ةيخسننل ةيداحأ ةداضم ماسجأ مت، يرشبنل CD300c ج- ةداضم وعم ةقفارتمل يعانم لعانم تسال ل اهتحص نم ققحتل CD300c، فشكي (FC) ايلخل قفدتو (IF/ICC)، هن ربعم ةيلخل ءاشغل يعانم لبقتسم وهو، ةلداعتمل ايلخل، ةديحول ايلخل في تانيعل. ةيواقميلل ايلخل تاوعومجمو يرشبن.

ديزل فرعا

لماعمل	هميقل
جتنم المس	mAb يرشبنل CD300c ج- داضم بنرأ
راعتسم مس/اتطاحالم	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
عاونال	ناسن
GeneID (ناسن)	10871
GeneID	10871
دضتسم	(NP_006669.1) يرشبنل CD300C نم 21-183 ةينمأل اضاأل عم قفاوتي لسلسلتي ل عيوتحي ديتل داعم يجامدن نيتورب
ردصم	بنرأ
ةئفل	ةيخسننل ةيداحأ ةداضم ماسجأ
قبطتل	IF/ICC, FC
عطاقتمل لعافت	ناسن
SWISS	Q08708
نيتوربال نزو	25kDa
نحشال	جلت سيك