


يرشب الـ Cd300C - داضم بنراً نم ةلـسننل ايداح ا داضم مسج If/Icc، Fc - Q08708 في مادختسالل عم قفارت م

رصنع الـ مقرر: CM0006062



ةمدقم

CD300c دض بنراً نم ةلـسننل ايداح ا داضم مسج قفارت م، (CMRF35-6 - ل هباشم عيج) يرشب الـ نزول ا FC و IF/ICC في مادختسالل بسانم . عم لعافت ي . نوتلاد وليك 25 : فدهلل يئيزج الـ ةيرشب تاني ع

ديزملل فرع ا

رأي عم الـ	ةم يـ الـ
جتنم الـ مس	يرشب الـ CD300c - داضم بنراً نم ةلـسننل ايداح ا داضم مسج
رخ اءاس/اطاح الـ	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
فدهتسم الـ ناك الـ	رشب الـ
م (يرشب الـ) فرع م	10871
يعانم الـ دصتسم الـ	(NP_006669.1) يرشب الـ CD300C نم 21-183 ةنيـم الـ اصاح الـ قباطم لسلسلـت يـلـع يوتحي نجه م ايداح ا داضم مسج
ردصم الـ	بنراً
ةفـ الـ	ةلـسننل ايداح ا داضم مسج
قبطت الـ	IF/ICC، FC
كرتشم الـ لعافت الـ	رشب الـ
SWISS	Q08708
ينيـتورب الـ نزول الـ	نوتلاد وليك 25
نحش الـ	جلت سيـك