


يرشبل ال Cd300C ني تورب دض بنراً ةل س ن ال دي و داض م مسج If/Icc، Fc - Q08708 قي بطت لل

رصن عل مقرر: CM0004932



ةمدقم

دض -ب نرتقم بنراً ةل س ن ال دي و داض م مسج
لثم- CMRF35 (ةئيج) يرشبل ال CD300c ني تورب
ةعانم لل هتجالص نم ققحت لل مت (6).
(FC) يقفدتل سايقلاو (IF/ICC) ةرولفل
ثا بأل بسانم .ة يرشبل اتانيل عل عم لعافت
ةعانم ال ايلخل.

ديزم الفرع

لماعلم	هميقل
جتنم المس	يرشبل ال CD300c ني تورب دض بنراً ةل س ن ال دي و داض م مسج
يرخالءام سأل/اتاطحالما	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
عونل	رشبل
م (رشبلل) نجل الفرع	10871
يعانم دصتسم	(NP_006669.1) يرشبل ال CD300C ني تورب نم 21-183 ةني مأل اصالحا عم قفاوتي لسلسل يلى وتحي فشتؤم يجامدن ني تورب
ردصم	بنراً
ةف	ةل س ن ال دي و داض م الماسجال
قي بطت ال	IF/ICC, FC
لدابت الم لعافت ال	رشبل
SWISS	Q08708
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 25
نشل	جلت سيك