

دض-ب قفارتم البرأل نم ةلنسنل يدأأ داضم المسجل - يولخل قفدتل سايقل يرشب ال Cd300F/Irem-1 دضتسم Q8Tdq1

رصننعل مقرر: CM0008719



ةمدقم

قفارتم البرأل نم ةلنسنل يدأأ داضم مسجل
يرشب ال CD300F/Irem-1 دضتسم دض-ب
فدهتسي. يولخل قفدتل سايقل صصخم
،ةغأخلل ايلخلل عل ةطبثم التالبقتسم
ةمربم ايلخلل ةمعلب يف كراشي
هتألص نم ققحتل مت. يعانم الميظنل
ةيرشب التانعلل عل

ديزملل فرع

ةمعلل	ةمقل
مسنم	يرشب ال CD300F/Irem-1 دض البرأل نم ةلنسنل يدأأ داضم المسجل
ةراعتمس ءاسأل/تأطأ	1 ءبش ال CMRF35 ءنر: IgSF13; LMIR3; NKIR; Irem-1; Irem1; CLM1; CLM-1; CD300f; CD300LF
عونل	يرشب
م (يرشب) نجلل فرع	146722
نجلل فرع	146722
يعانم دضتسم	(NP_620587.2) يرشب ال CD300F/Irem-1 نجلل 20-156 ءننمأل صأأ نم نجلل لسلسل علل ءوتأ فلل ءم ءأام دنل نجلل ورأ
ردصم	برأ
فيلنصل	ةلنسنل يدأأ داضم مسأ
قيلطتل	(FC) يولخل قفدتل سايقل
لدأبتمل لعلأ	يرشب
زمر SWISS	Q8TDQ1
نجلل ورأ	نجلل 32 / نجلل 26 / نجلل 21 / نجلل 18
نجلل	نجلل سكل