

قودت ل يرش ب ال Cd307A/Fcrl1 ل ةل يس ن ال يداح ا داض م ب ن ر أ Q96La6 - ايلال خ ال

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0005122

ة م د ق م

ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ل ن م ة ل يس ن ال يداح ا داض م م س ج
(FCRH1, يرش ب ال CD307a/FCRL1 ف د ه ت س ي ع
IRTA5, CD307a). ه ت ي ح ال ص ن م ق ق ح ت ل م ت
ة س ا ر د ل ب س ا ن م . ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل
ت ا ر ا ش إ ل ت ا ر ا س م و ة ي ئ ا ب ل ا ي ل ا ل خ ل ط ي ش ن ت

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ة ف ص ا و م ل
ج ت ن م ل م س ا	mAb يرش ب ال CD307a/FCRL1 ل داض م ب ن ر أ
ة ر ا ع ت س م ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	115350
ن ي ج ل ا ف ر ع م	115350
د ض ت س م ل ا	ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل يس ن ال ة يداح ا داض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	(FC) ا ي ل ا ل خ ل ق ف د ت
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	Q96LA6
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	47kDa/40kDa/22kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك