

قودت ل يرش ب ال Cd307A/Fcrl1 ل ةل يس ن ال يداح أ داض م ب نرأ ايال خال - Q96La6

رصنع ال مقرر: CM0004265

ةمدقم

ق فارت م ب نرأ ال ن م ةل يس ن ال يداح أ داض م مسج
م ت ، يرش ب ال CD307a/FCRL1 فدهت سي عم
ب سان م . ايل خال قودت ل هت حص ن م ققحت ال
، ةل اب ال ايل خال ل بقت سم ةراش إ تاسار دل
ايل خال ثا ب أ تاق ي ب ط و ، ةل ط م ن ال ةعان م ل و
ةل اب ال .

دي زم ل فرع

لماع ل	ةم ي ل
حتنم ال مسأ	مAb يرش ب ال CD307a/FCRL1 ل داض م ب نرأ
مسأ/تاطع ال م راع سم	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
عون ل	ناسن
نيسن (ناسن) فرع م	115350
نيسن فرع م	115350
دصت سم ال	يرش ب ال CD307a/FCRL1 ن م 17-303 ةل يس ن ال ضامح ال عم قفاوتي لسلست يلع يوتحي بيكرت ال داض م يجام دن نيتورب: بيكرت ال داض م نيتورب (NP_443170.1).
ردصم ال	ب نرأ
ةل ف	ةل يس ن ال يداح أ داض م اسجأ
ق ي ب ط ال	FC
عطاقم ال لعافت ال	ناسن
SWISS	Q96LA6
نيتورب ال نرو	47kDa/40kDa/22kDa
نحش ال	جلت سيك