

يرشب ال Cd314 ل- ةليسننل يداحأ داضم بنرأ Fc - P26718 ةينقتل

ررضنعل مقرر: CM0008716



ةمدقم

دض عم قفارت م بنرأل نم ةليسننل يداحأ داضم
نم ققحتل م ت، (NKG2D) يرشب ال CD314
يولخل قفدتل سايق يف همادختسال هتخص
ثاحبأو ةيعانم لة بقارم ل تاساردل يلثام
(NK) ةلتاقل ةيعي بطلا ايلخل طيشنت
(T) ةئئاتل ايلخل او.

ديزم ل فرع

لماعلم	هميقل
جتنم ل م سا	Rabbit anti-Human CD314 mAb
ةراعتسم ءاسا/اتاطحال م	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
عونل	Human
نيج ل فرع م	22914
نيج ل فرع م	22914
دضتسم ل	(NP_031386.2) يرشب ال CD314 نم 73-216 ةينم ل اضا مأل عم قفاوتي لسلست يلغ يوتحي بيكرت ل داعم يجام دن نيتورب
ردصم ل	Rabbit
ةئفل	Monoclonal Antibodies
قبطط ل	FC
عطاقت ل لعافت ل	Human
SWISS	P26718
نيتورب ل نزو	25kDa
نحش ل	Ice bag