

بنرأال عم ةقفارتم ال ةلئسننل ةداحأ ةداضم ال ماسجأل - يولخل قفدتل ساقل ةيرشب ال Cd317/Bst2 ل ةداضم ال Q10589

رصننعل مقرر: CM0009447



ةمدقم

ةقفارتم ال ةلئسننل ةداحأ ةداضم ال ماسجأل
ةيرشب ال CD317/BST2 ل ةداضم ال بنرأال عم
اهتئحالص نم ققحتُم، (Tetherin/HM1.24)،
لماع فدهتست. يولخل قفدتل ساقل
ولئك 20 نزوب تاسورئفلل داضم دئق
ةئرطفال ةعانمل ثاحبأل ةبسانم؛ نوتلاد
تاسورئفلل خافتناو.

دئزلل فرعل

ةملعمل	ةمئل
جتنم ال مسا	ةيرشب ال CD317/BST2 ل ةداضم ال بنرأال عم ةقفارتم ال ةلئسننل ةداحأ ةداضم ال ماسجأل
ئرخأ ءامسأ/تاطحال م	CD317; HM1.24; TETHERIN
عونل	ئرشب
مئجل الفرعم	684
مئجل الفرعم	684
ئعانمل دصتسم ال	(NP_004326.1) ئرشب ال CD317/BST2 نم 49-160 ةئئملأل صامأل عم قفاوتئ لئللست ىلع ئوتئ ءبئكرت داغُم ئجامدن ئئورب
ردصم ال	بنرأ
ةئل	ةلئسننل ةداحأ ةداضم ال ماسجأل
قئبطلل	ئولخل قفدتل ساقل
عطاقم ال عافتل	ئرشب
SWISS	Q10589
ئئورب لل ئئئجلل نزلو	نوتلاد ولئك 20
ئئلل	ئللئ