

ق ف د ت ل س ا ي ق ل Mab يرش ب ل Cd317/Bst2 ل داض م ب ن ر أ يولخل - Q10589

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0008602



ة م د ق م

ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ل ن م ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج
(Tetherin) يرش ب ل CD317/BST2 ف د ه ت س ي و ع م
يولخل ق ف د ت ل س ا ي ق ل ت ا ق ي ب ط ت ل م م ص م
د ي ي ق ت ت ا ي ل آ ي ف ق ي ق ح ت ل ل د ي ف م
م ر و و ، ة ي ئ ا ب ل ا ي ا ل خ ل ر و ط ت و ، ت ا س و ر ي ف ل
د د ع ت م ل ا ع ا خ ن ل ا .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	Rabbit anti-Human CD317/BST2 mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CD317; HM1.24; TETHERIN
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
GeneID (ا ن ا س ن ا)	684
GeneID	684
د ض ت س م ل ا	(NP_004326.1) يرش ب ل CD317/BST2 ن م 49-160 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة د ي ح و ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	Q10589
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	18kDa/19kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك