

هينقتل يرشبل الـ Cd317/Bst2 لـ ةلېسننل ايداحأ داضم بنرأ Fc - Q10589

رصنعلال مقر: CM0010677



ةمدقم

دض عم قفارت م بنرأل نم ةلېسننل ايداحأ داضم
لماع وهو (tetherin) يرشبل الـ CD317/BST2
مرول رشؤم و تاسوري فل معربتل ديقت
مئاكل ايعانم ل فيصوتلل .ددعتمل اعانل
ةداضم لثا بأل او يولخل قفدتل سايق ىل
تاسوري فلل .

ديزمال فرع

لماعل	ةمقلا
جتنم الم سا	mAb يرشبل الـ CD317/BST2 لـ داضم بنرأ
ةراعتسم ءاس/اتاطحال م	CD317; HM1.24; TETHERIN
عونل	ناسن
نيجال فرع م	684
نيجال فرع م	684
دضتسم ل	(NP_004326.1) يرشبل الـ CD317/BST2 نم 49-160 ةنيمال اضاخال عم قفاوتي لسلسل ىل ع يوتحي بيكرتل داغم ايجامدن نيورب
ردصم ل	بنرأ
ةئفل	ةلېسننل ايداحأ داضم
قبططال	FC
عطاقم ل لعافتل	ناسن
SWISS	Q10589
نيوربال نزو	18kDa/19kDa
نحشال	جلت سيك