

Rabbit Anti-Human Cd31/Pecam1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P16284

رقصن عل مق ر: CM0010940



ةمدقم

دض بن رأ نم ةليسننل ةيدأ ةداض ماسجأ روفورولفلاب ةنرتقم ،يرشب ال CD31/PECAM1 حئافصل او ةيناطب ال ايلخل ليلحتل ، سايق قيرط نع ءاضيب ال تايركل او ةيومدل لـ اهتجالص نم ققحتل مت .يولخل قفدتل .ناسنإل عم بل اصتم لكشب لعافتتو ، FC

ديزل فرعا

لماعل	ةمقلا
جتنم الم سا	Rabbit anti-Human CD31/PECAM1 mAb
راعس م س/اتاطحال م	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
عونل	Human
GeneID	5175
دصتسملا	(NP_000433.4) يرشب ال CD31/PECAM1 نم 28-601 ةني مأل اصمأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داعم يمامدن نيورب
ردصملا	Rabbit
ةئفلا	Monoclonal Antibodies
قبطتل	FC
بل اصمأل لعافتل	Human
SWISS	P16284
نيورب ال نزو	83kDa
نشل	Ice bag