

دض ب طبارت الم يبنرأل ةليسننل يداحأل داضم الم مسجل - يولخل قفدتل سايقول يرشب ال Cd326/Epcam ني توربل P16422

رصنعل مقرر: CM0005021



ةمدقم

يبنرأل ةليسننل يداحأل داضم الم مسجل
CD326/EPCAM ني توربل دض ب طبارت الم
سايقول ف مادختس الل دمتعم ،يرشب ال
ايالخل قاصتلا ءيزج فشكي .يولخل قفدتل
ناطرسلل ثاحبأ ف مادختس الل ةيراهظلا
ةيعذجل ايلخل او.

ديزملا فرع

ةمدعم الم	ةمقيل
جت نمل مسا	يرشب ال CD326/EPCAM دض ب يبنرأل ةليسننل يداحأل داضم الم مسجل
ءاسم/أطاح الم لدي	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
عونل	يرشب
م فرم (يرشب)	4072
م فرم	4072
يعانم الم دضتسم	CD326/EPCAM يرشب ال ني توربل م 265 لىل 24 م ةينم الم صامحأل عم قفاوت لىلست لىل ع يوتحي بيكرتل داعم يحامدن ني توربل (NP_002345.2)
ردص الم	بنرأ
ةفلا	ةليسننل ةيداحأ داضم الم مسجل
قبطتل	ق يولخل قفدتل سايق (FC)
لدابت الم لعافت	يرشب
SWISS	P16422
ني توربل نزو	نوتلاد وليك 35
نحش الم	جلت سيك