

ج- داضم ةل س ن ل د ي و ب ن ر ا داض م س ج Fc - P16422 و If/Icc ل ل يرش ب ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0005562



ة م د ق م

ع م ق ف ا ر ت م ة ل س ن ل د ي و ب ن ر ا داض م س ج
ه ن م ق ق ح ت م ، يرش ب ل CD326/EpCAM ف د ه ت س ي
س ا ي ق و (IF/ICC) ي ع ا ن م ل ق ل ا ت ل ي ف م ا د خ ت س ا ل ل
ء ي ز ج ث ا ح ب ا ل ي ل ا ث م . (FC) ي و ل خ ل ق ف د ت ل
ن ا ط ر س ل ل ت ا س ا ر د ي ف ة ي ر ا ه ا ط ل ا ي ا ل خ ل ق ا ص ت ل
ة ي ع ذ ج ل ا ي ا ل خ ل و .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ن م ل م س ا	يرش ب ل CD326/EpCAM ج- داضم ةل س ن ل د ي و ب ن ر ا داض م س ج
ي ر ا ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
ع و ن ل ا	يرش ب
ن ي ج ل ا ف ر ع م	4072
ن ي ج ل ا ف ر ع م	4072
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	يرش ب ل CD326/EpCAM ن م 24-265 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ل ق ب ا ط م ل ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_002345.2).
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د ي و ب ن ر ا داض م ا س ج ا
ق ي ب ط ل ا	IF/ICC, FC
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	يرش ب
SWISS	P16422
ن ي ت و ر ب ل ل ي ة ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 35
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك