

نم يرش ب ال Cd33 - ل داضم ي ب ن ر أ ة ل س ن ال دي و داضم مسج P20138 - ي ول خ ال ق ف د ت ال س ا ي ق ل

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0011234



ة م د ق م

ب ن ر ت ق م ي ب ن ر أ ة ل س ن ال دي و داضم مسج
(Siglec-3)، يرش ب ال CD33 دض ت س م ف د ه ت س ي
ي ول خ ال ق ف د ت ال س ا ي ق ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ال م ت
ل ي ل ح ت ل ي ل ا ث م . ة ي ر ش ب ال ت ا ن ي ع ال ي ف (FC)
ة ي ق ب د ل ا ي ا ل خ ل و ي و ن ل ا ة ي د ا ح أ ع ا خ ن ل ا ي ا ل خ
S W I S S : P 2 0 1 3 8 . ي ف ي ع ج ر م ال م ق ر ل ا ؛ ة ي ر ي غ ص ل ل

دي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ال م س ا	ن م يرش ب ال CD33 - ل داضم ي ب ن ر أ ة ل س ن ال دي و داضم مسج
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ال م	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
ع و ن ل ا	يرش ب
ن ج ال ف ر ع م	945
ي ع ا ن م ال دض ت س م ال	(NP_001763.3) يرش ب ال CD33 ن ي ت و ر ب ن م 259 ل ل 18 ن م ن ي ن م ا ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب ن ر ا
ة ف ا	ة ل س ن ال ا د ي و داضم ال م ا س ا ل ا
ق ي ب ط ت ال	(FC) ي ول خ ال ق ف د ت ال س ا ي ق
ل د ا ب ت م ال ي ل ع ا ف ت ال ل ع ا ف ت ال	يرش ب
ي ف ي ع ج ر م ال م ق ر ل ا S W I S S	P20138
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 40
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك