


J- Fc - J- يرش ب ال Cd352/Slamf6 ل- ة ل ي سن ال يداح أ داض م ب ن ر أ Q96Du3

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0012043



ة م د ق م

ع م ق ف ا ر ت م ن ي ن ر أ ل م ة ي ب س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م س ا ي ق ل ي ر ش ب ل C D 3 5 2 / S L A M F 6 ف د ه ت س ي ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت . ي و ل خ ل ق ف د ت ل ي ت ا ذ ل ب ق ت س م و ه S L A M F 6 ؛ ي ر ش ب ت ا ن ي ع ل ة ل ت ا ق ل ا ي ا ل خ ل ط ي ش ن ت م ط ن ي ط ب ا ر ل T . ا ي ا ل خ و (N K) ة ي ع ي ب ط ل ا

د ي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ه ف ص ا و م ل
ج ت م ل م س ا	يرش ب ال C D 3 5 2 / S L A M F 6 ل- ة ل ي سن ال يداح أ داض م ب ن ر أ
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; وضع SLAM 6
ع ا و ن أ ل	ن ا س ن
م ج ل ف ر ع م (GeneID) (ا ن ا س ن)	114836
م ج ل ف ر ع م (GeneID)	114836
د ص ت س م ل	(NP_001171643.1) يرش ب ال C D 3 5 2 / S L A M F 6 م 2 4 - 2 1 5 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ل	ة ل ي سن ال يداح أ داض م
ق ي ب ط ل	FC
ع ط ا ق م ل ع ا ف ت ل	ن ا س ن
SWISS	Q96DU3
ن ي و ر ب ل ن ز و	24kDa/37kDa
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك