


Mab - Q6Uxn8 يرش ب ال Cd370/Clec9A ل داضم ب نرأ

رصنع ال مقرر: CM0007863



ةمدقم

قفارتم ب نرأ ال نم ةل س ن ال دي و داضم م س ج
CLEC9A/CD370 فدهت سي ةي عون ال ي ل اع و ع م
ي ف ه م اد خ ت س ال ه ن م ق ق ح ت ال م ت ، يرش ب ال
ضرع ال ثا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ي و ل خ ال ق ف د ت ال س ا ي ق
ة ن ص غ ت م ال ا ي ا ل خ ل ا ت ا د ض ت س م ل ع ط ا ق ت م ال
ة ت ي م ال ا ي ا ل خ ل ا و .

دي زم ال فرع

ل م ا ع م ال	ة م ي ق ال
ج ت ن م ال م س ا	Rabbit anti-Human CD370/CLEC9A mAb
را ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ال م	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
ع و ن ال	ن ا س ن (Human)
ن ج ال فر ع م (Gene ID)	283420
ا د ض ت س م ال (Immunogen)	يرش ب ال CD370/CLEC9A م 110-241 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ال د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_997228.1)
ر د ص م ال	ب ن ر أ (Rabbit)
ة ف ل ا	ة ل س ن ال ة د ي و ة د ا ض م م ا س ج (Monoclonal Antibodies)
ق ي ب ط ت ال	FC
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ن ا س ن (Human)
SWISS	Q6UXN8
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	27kDa
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك (Ice bag)