


قودت ال ساي قول يرش ب ال Cd47 ل- ةل س ن ال يداح أ داض م ب ن ر أ Q08722 - يول خ ال

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0004261



ة م د ق م

ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ال ن م ة ل س ن ال يداح أ داض م س ج
(IAP/OA3) يرش ب ال CD47 ف د ه ت س ي ع م
ك ر ا ش ي . يول خ ال قودت ال ساي ق ي ف ه م ا د خ ت س ال
ل ق ن و ، ي غ ا ن م ال م ي ط ن ت ل و ، يول خ ال ق ا ص ت ال ي ف
ة ي ح ب ال ت ا ق ي ب ط ت ل ل ب س ا ن م و ؛ ت ا ر ا ش ال
ة ي ص ي خ ش ت ل و .

دي ز م ال ف ر ع ا

ل م ا ع م ال	ه م ي ق ال
ج ت ن م ال م س ا	أ ب (mAb) يرش ب ال CD47 ل- داض م ب ن ر أ
ه ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ال م	CD47; IAP; MER6; OA3; ء ي ز ح CD47
ع و ن ال	ن ا س ن ا
ن ي ج ال ف ر ع م	961
د ص ت س م ال	(NP_001768.1) يرش ب ال CD47 ن م 19-139 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ال د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ئ ف ال	ة ل س ن ال ة ي د ا ح أ د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ال	FC
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ن ا س ن ا
SWISS	Q08722
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	31kDa/33kDa/35kDa
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك