

Rabbit Anti-Human Cd48 Mab For Fc - P09326

رصدن عل مقرر: CM0010408



ةمدقم

ةدوجل اليلاع بنراً نم ةلېسننل يداحأ داضم مسج
مت . ب نرتقم ، يرشبل CD48 -ل داضم
ايلال قفدت تاقيبطتل هتحص نم ققحتل
GPI -ل ابخسررم يعانم مظنم وه CD48 (FC).
(T-cells) ةيئاتل ايلال طيشنت يف كراشمو
يلاثم . (NK-cells) ةيعيبطل ةلتاقل ايلال او
ةعانم ملع ثاحبأل

ديزملل فرع

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	Rabbit anti-Human CD48 mAb
ةراعتسم ءاسأاطاحالم	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
عاونأل	Human
نيجلا فرعم (GeneID) (يرشب)	962
نيجلا فرعم (GeneID)	962
دصتسملا	(NP_001769.2) يرشبل CD48 نم 27-220 ةينمألا صامألا عم قفاوتي لسلسلت يلغ يوتحي بيكرتل داغم يجامدنا نيورب
ردصملا	Rabbit
ةئل	Monoclonal Antibodies
قيبطتل	FC
عطاقتل لعافتلا	Human
SWISS	P09326
نيتوربل نزو	28kDa
نحشلا	Ice bag