

Cd48 - ج. داضم ال يبنارأل ةل س ن ال ديحول داضم ال مسجل ال P09326 - يولخل قفدت لاب سايق لل يرشب ال رصن عل مقرر: CM0008994



ةمدقم

يبنارأل ةل س ن ال ديحول داضم ال مسجل ال اذه
يرشب ال CD48 ىل ع فرعتي ب قفارت م
يركس ني تورب وهو، (BCM1, BLAST, SLAMF2)
قاطن ىل ع هنع ري بع تل متي GPI ب طب ترم
ب سانم وهو. مدلل ةنوكم ال ايلخل ي ف ع ساو
(FC). يولخل قفدت لاب سايق لل تاق ي ب ط تل
فلتؤم ي جام دن ني تورب: يعانم ال دضت سم ال
تاسار دل ي لاثم. (27-220 ةني مأل ضامأل)
ايلخل طيشنن ت و ةيئات ال ايلخل تاراش
ةيعانم ال.

ديزم ال فرع

ةم ل م ال	ةمي ل
ج تنم ال مس	يرشب ال CD48 - ج. داضم ال يبنارأل ةل س ن ال ديحول داضم ال مسجل ال
راعت سم مس / تاطحال م	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
عون ال	يرشب
م (رشب لل) ني ج ال فرع م	962
ني ج ال فرع م	962
يعانم ال دضت سم ال	(NP_001769.2) يرشب ال CD48 ني تورب م 220 ىل 27 م ةني مأل ضامأل ع قفاوتي لس لس ت ىل ع يوتحي فلتؤم ي جام دن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف	ةل س ن ال ةديحو داضم ال ماسجل ال
ق ب ط تل ال	(FC) يولخل قفدت لاب سايق
لدابت ال لع اف تل	يرشب
رمر SWISS	P09326
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 28 / نوتلاد وليك 19
نحش ال	جلت سيك