

ق ف د ت ل س ا ي ق ل ي ر ش ب ل ا C d 6 1 ل - ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م ب ن ر أ P 0 5 1 0 6 - ي و ل خ ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : C M 0 0 1 2 1 0 1



ة م د ق م

ع م ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م
(Integrin beta-3, GPIIIa). ي ر ش ب ل ا C D 6 1 ل - د د ح م و
، ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل س ا ي ق ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت
، ة ي و م د ل ا ح ئ ا ف ص ل ل ا ء ا ي ح أ ت ا ي س ا ر د ل ي ل ا ث م و ه و
، ت ا س و ر ي ف ل ل و خ د و ، ي و ل خ ل ا ق ا ص ت ل ا ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	ي ر ش ب ل ا C D 6 1 ل - ة ي و س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م ب ن ر أ
ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م ة ر ا ع س ت م	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م ج ل ا ف ر ع م (ن ا س ن ا)	3690
م ج ل ا ف ر ع م	3690
د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل ا C D 6 1 ن م 21-718 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ا ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب (NP_000203.2).
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	P05106
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك