

Mab - P34810 يرشبل Cd68 - ل داضم بنرأ

ررضنعلال مقرر: CM0005409

ةمدقم

ل داضم بنرأال نم ةلېسنل يداأ داضم مسج
ف مادختسالل عم قفارت م يرشبل Cd68
ل صاخ. يلخادلل يولخلل قفدتل سايق
تاساردل يلاثم (GP110, LAMP4) يرشبل
يمرول يولخلل ثاثبنال او تاغلابل

ديزمالا فرع

ل ماعل	هميقل
جتنملا مسا	Rabbit anti-Human CD68 mAb
راعتسم مس/اتاطحال م	GP110; LAMP4; SCARD1
عونلا	ناسن
GeneID	968
دصتسملا	يرشبل Cd68 نم 22-319 هينمأال صامأال عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتل داغم يحامدن نيتورب (NP_001242.2)
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسنل يداأ داضم ماسجأ
قيبطتل	FC (يلخاد)
عطاقتل لعافتلا	ناسن
SWISS	P34810
نيتوربل نزو	37kDa
نحشلا	جلت سيك