

Fc - Q8N423 ماب يربش بل Cd85D/Ilt4 - داضم بنرأ رصنع ال مقرر: CM0009000



مقدم

قفارتم بنرأ ال نم ةلېسن ال يداحأ داضم مسج ققحتل مت، يرش بل Cd85d/ILT4 فدهتسي عم يولخ ال قفدتل سايق يف همادختسال هنم ةئف تادضتسم نم عساو فيط ىلع فرعتي، يعانم الماستل تاساردل يلاثم. MHC-I، ماروأل ملعو، يمومأل يني نجل زجالحاو.

ديزم ال فرع

لماعم ال	م ي ق ل ا
جتنم ال مس	Rabbit anti-Human CD85d/ILT4 mAb
ةراعتسم ءامس/اتاطحال م	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
عون ال	ناسن (Human)
ناسن (ناسن) نجل الفرع	10288
نجل الفرع	10288
يعانم الم دصتسم ال	يرش بل Cd85d نم 22-461 ةني مأل اصامأل عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدن ني تورب (NP_001074447.2)
ردصم ال	بنرأ (Rabbit)
ةئف ال	ةلېسن ال يداحأ داضم ماسج
قبيطت ال	FC
عطاقم ال لغافت ال	ناسن (Human)
SWISS	Q8N423
ني تورب ال نزو	65kDa
نجل ال	جلت ةبيقح (Ice bag)