

يرشبل نيٲوربل دض يبنرأ ةليسنل ديح و داضم مسج Q8N423 - يولخل قفدتلاب سايقلل ب طبارتُم ال Cd85D/Ilt4 رصنع ال مقرر: CM0004544



ةمدقم

دض يبنرأ ةليسنل ديح و داضم مسج ب طبارتُم ال CD85d/ILT4 يرشبل نيٲوربل فرعتي .يولخل قفدتلاب سايقلل صصخم لبقتسم وهو ،يرشبل ال LILRB2 ىلع يف ةكراشم ال ا ةئفل نم MHC تادضتسم لم هتيحالص نم ققحتل مت .يعانم لمحتل بيجتسيو ،يولخل قفدتلاب سايقلل ةلتكل .يرشبل نيٲوربل عم ايلدابت نوتلاد وليك 65 ةيئي زجل

ديزم ل فرعا

لماعم ال	ةميق ال
جت نمم ال مسا	ب طبارتُم ال CD85d/ILT4 يرشبل نيٲوربل دض يبنرأ ةليسنل ديح و داضم مسج
ةليدبل اءاسأل / اطاح الم ال	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
عون ال	يرشب
م (رشب لل) نجل فرعم	10288
نجل فرعم	10288
يعانم دضتسم ال	فلتؤم نيٲورب
ردصم ال	بنرأ
فينصت ال	ةليسنل ةديح و داضم الم اسجال
قيطت ال	(FC) يولخل قفدتلاب سايق ال
لدابت الم لعافت ال	يرشب
SWISS تاناي ةدعا	Q8N423
نيٲوربل ةيئي زجل ةلتكل	نوتلاد وليك 65
نجل ال ةقيرط	جلت سيك