


- Fc - جليسين ال يدا ح أ يرش ب ال Cd85J/Ilt2 - ج داض م ي ل ي ن ر أ Q8NhI6

CM0009508: رصنع لاقر



مقدم

- ل داضم يلى نرا ةل يسى لل اى اءا ءاضم مسج
قفءءء امااءءءسا ل عم قفارءم CD85j/ILT2
LILRB1 فءهءسى . (Flow Cytometry) اى الءل
قفافوءال ءق عمل طباءم لببقءسم وه ، ىرشبلا
ىل وائل ءئل فى نم (MHC) رىبكل لى ءى سى لل
ءارج ءىءى امم ، ءىعانم لا اى الءل لى لعن ربعم
ءعانم لا مظىءءا سا را

دي زملا فرعا

معلومات	الاسم
تسمية	Rabbit anti-Human CD85j/ILT2 mAb
نوع المستضاد / نوع الخلية المستهدفة	ILT2, LIR1, MIR7, PIRB, CD85J, ILT-2, LIR-1, MIR-7, PIR-B
النوع	إنساني (Human)
GenID (GeneID) في الجينوم	10859
GenID (GeneID)	10859
وصف	(NP_006660.4) يرتبط بـ CD85j/ILT2 من 24-458 م.أ. صامح أ.أ. ع. ق. فاوت ي. ل. س. ل. ست. يل. ع. ي. وت. ح. ي. بي. ك. ر. ت. ال. دا. ع. ي. ا. م. د. ن. ا. ني. تور. ب.
رصد	ب. ر. أ. (Rabbit)
الفئة	Antibodies (Monoclonal Antibodies) هي. ل. ي. سن. ال. ة. يد. ا. ج. ا. ضا. ص. م. ا. س. ح. أ.
قياسات	FC
عناوين المقالات	إنساني (Human)
SWISS	Q8NHL6
وزن البروتين	49kDa/70kDa/71kDa
تحليل	Ice bag (ج. ل. ت. ة. بي. ق. ح.)