


ةداضم لبا بنرألا نم ةللسننلا ةيداحأ ةداضم لبا ماسجألا سايقي ف مادختسالا عم ةقفارتم لبا Cd87/Plaur ناسنإلا Q03405 - يولخل قفدتلا

رصننعل مقرر: CM0004374



ةمدقم

قفارتم لبا بنرألا نم ةللسننلا ةيداحأ داضم مسج
هنم ققحتُم، CD87/PLAUR ناسنإلا دض عم
لبقتسم فدهتسي. يولخل قفدتلا سايقي
ةرجه يف طروتم لبا نيجوني مزالبال زانيك وروي
ةجسنألا ليكشت ةداعإو ايلخل

ديزمل فرعا

رايعم لبا	ةم يلا
جت نم لبا مسا	عم ةقفارتم لبا CD87/PLAUR ناسنإلا ةداضم لبا بنرألا نم ةللسننلا ةيداحأ ةداضم لبا ماسجألا
يرخأ ءامسا/أطاحا لم	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; plasminogen activator, urokinase receptor
فدهتسم لبا نئالا	ناسنإلا
يرشب لبا (يرشب لبا) فرعم	5329
نيج لبا فرعم	5329
يعانم لبا دضتسم لبا	NP_002650.1) يرشب لبا CD87/PLAUR نم 23-303 ةنيماألا صامأالا عم قفاوتي لسلست يلع يوتحي هبيكرت داغُم يجامدن نيوترب
رصم لبا	بنرألا
ةئلا	ةللسننلا ةيداحأ ةداضم لبا ماسجألا
قبيطتلا	يولخل قفدتلا سايقي
كترتشم لبا لعافتلا	ناسنإلا
SWISS	Q03405
نيوترب لبا يئيزج لبا نزولا	نوتلاد وليك 36 / نوتلاد وليك 32 / نوتلاد وليك 31
نحش لبا	جلت سيك