


Rabbit Anti-Human Cd89 Monoclonal Antibody For Fc - P24071

رصدنعل مقرر: CM0012544



مقدم

مقارتم بنرأ نم ةللسنل ةدحو ةداضم ماسجأ
 (FcalphaRI) يرشب ال CD89 فدهتست عم
 نم ققحتل مت. يولخل قفدتل ةنقتل
 ف لوصول مقرر. ةيرشب تانيغل اهتحص
 UniProt: P24071. ميسانم
 ةعانمل تالبقتسمو ةيعاخل

ديزمل فرعا

لماعل	همل
جتنم ال مسا	Rabbit anti-Human CD89 mAb
راعتسم مس/اتاطحال م	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
عاولا	Human
يرشب (نج ال فرعم)	2204
نج ال فرعم	2204
دصتسم ال	(NP_001991.1) يرشب ال CD89 نم 22-227 ةننمأل صامأل عم قفاوت لسلست يلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيورب بيكرتل داغم نيورب
ردصم ال	Rabbit
ةفل	Monoclonal Antibodies
قبطتل ال	FC
عطاقم ال لعاتل	Human
SWISS	P24071
ننورب ال نرو	32kDa
نخل ال	Ice bag