

Q9Npy3 - Fc - J- يرشبل Cd93 - ةللسنل يداحأ داضم بنرأ

CM0009729: رصنع ل مقرر



مقدم

CD93 دص بنرأل نم ةليسنلن يدأح اداضلما اذه هتحص نم ققحتل مت ، ب نرتقم لم ، يرش بل يلاثم . يولخل قفدتل سايق يف هم ادختسال ةي اطبل ايلخل يف CD93 ربعت ةساردل 69 عقوتمل يئيزجل نزول . ةيعاغلل ايلخل او (UniProt Q9NPY3) نوتلاد وليك

دي زمل ا فرعا

ملاحظات	الخصائص
تحتفظ بال	يُرشب الـ CD93 - لـ هـ لـ يـ سـ نـ الـ يـ دـ اـ حـ اـ دـ اـ ضـ مـ بـ نـ رـ ا
ملاحظة: اسماء/ات/اطح/ال	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
عنوان	ناسن
نوع الفرع	22918
نص التسمية	(NP_036204.2) يُرشب الـ CD93 م 24-580 هـ نـ يـ مـ اـ لـ اـ ضـ اـ مـ اـ لـ اـ عـ مـ قـ فـ اـ وـ تـ يـ لـ سـ لـ سـ تـ يـ لـ عـ يـ وـ تـ حـ يـ بـ يـ كـ رـ تـ اـ دـ اـ عـ مـ يـ جـ اـ مـ دـ نـ اـ نـ يـ تـ وـ رـ بـ
نص المراجعة	بـ نـ رـ ا
الصفة	هـ لـ يـ سـ نـ الـ يـ دـ اـ حـ اـ دـ اـ ضـ ا
نوع التثبيت	FC
نطاق التفاعل	ناسن
SWISS	Q9NPY3
نوع التورب	69kDa
نوع الحش	جـ لـ تـ سـ يـ كـ