

Rabbit Anti-Human Cd94 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q13241

رقم المنتج: CM0005894



مقدمة

تضاد بروتين الـ CD94 (KLRD1) هو بروتين غشائي موجود على الخلايا القاتلة الطبيعية (NK) والخلايا الجذعية. يلعب دوراً هاماً في تنظيم استجابة الجهاز المناعي ضد الخلايا السرطانية والخلايا المصابة. هذا المضاد مناعي هو من النوع IgG1 ويزعم في الخلايا القاتلة الطبيعية (NK) والخلايا الجذعية.

معلومات إضافية

الاسم	الوصف
اسم المنتج	Rabbit anti-Human CD94 mAb
المرجع / المصدر	CD94
النوع	Human
الوزن الجزيئي (kDa)	3824
الوزن الجزيئي	3824
نوع المنتج	CD94 (NP_002253.2) مضاد بروتين الـ CD94 (KLRD1) من الخلايا القاتلة الطبيعية (NK) والخلايا الجذعية
نوع المنتج	Rabbit
النوع	Monoclonal Antibodies
نوع المنتج	FC
نوع المنتج	Human
SWISS	Q13241
الوزن الجزيئي	21kDa
نوع المنتج	Ice bag