

Fc - مقياس Mab يربط الـ Ceacam5/Cd66E لـ داعم بنرأ P06731

رقم المنتج: CM0004601

مقدم

قفا رتم بنرأ الـ نم ةلـسن الـ داحاً داعم مسجـ يربط الـ (CEA) CEACAM5/CD66e فدهت سي عم قفدت الـ ساقل هتـحالـص نم ققحت الـ متـ دضتـسم الـ ناسنـالـ عم لعافتـي (FC) يولـخ الـ يلاثـم (aa 35-685) هـبـكـرت داعم نـيـتـورـب يولـخ الـ قاصتـلالـ و ناطرـس الـ تاسارـدلـ

ديـزم الـ فرعـا

لمـاعـم الـ	هـمـيـق الـ
جتـنم الـ مـسا	Rabbit anti-Human CEACAM5/CD66e mAb
راعـتـسم مـسـا/تاطـح الـ مـ	CEA; CD66e
عـون الـ	ناسنـا
مـجـيـد الـ فرعـم (GeneID) (ناسنـا)	1048
مـجـيـد الـ فرعـم (GeneID)	1048
دضتـسم الـ	(NP_004354.3) يربط الـ CEACAM5/CD66e نم 35-685 مـيـنـم الـ ضامـالـ عم قفاوتـي لـسـلـست يـلـع يوتـحـي هـبـكـرت داعم يـجـامـدنـا نـيـتـورـب
ردصم الـ	بنرأ
ةـفـا	ةلـسن الـ داحاً داعم مـاسـجـا
قـيـطـط الـ	FC
عـطـاقـم الـ لعافتـا	ناسنـا
SWISS	P06731
نـيـتـورـب الـ نـزو	77kDa
نـحـش الـ	جـلـث سـيـكـ