

J- Dc- لبن رأل ةل س ن ال يد األ داض الم مس ج ال Q9H2X3 - يق ف د ت ال ي ول خ ال سا ي ق ل ل ير ش ب ال Signr/Cd299 ر ص ن ع ال م ق ر : CM0012676



ة م د ق م

لبن رأل ةل س ن ال يد األ داض الم مس ج ال
دض ت س م ف د ه ت س ي ت ن س ر و ل ف ل ا ب ق ف ا ر ت م ل
ت ا ق ي ب ط ت ل د د ح م . ير ش ب ال DC-SIGNR (CD299)
ع م ل ع ا ف ت ي و ، (FC) يق ف د ت ال ي ول خ ال سا ي ق ل ل
ث ا ح ب أ ي ف م د خ ت س ئ . ة ير ش ب ال ت ا ن ي ع ال
ة ير ع ا ن م ل ا ب ق ا ر م ل ا و ي س و ر ي ف ل ط ا ب ت ر ا ل ا

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م ل م س ا	ير ش ب ال DC-SIGNR/CD299 لبن رأل ةل س ن ال يد األ داض الم مس ج ال
ة ر ا ع ت س م ل اء ا م س ا ل / ت ا ط ا ح ا ل م ل ا	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
ع و ن ل ا	ير ش ب
م ر ع ال ج ل ل (ر ش ب ل ل)	10332
م ر ع ال ج ل ل	10332
ير ع ا ن م ل دض ت س م ل ا	(NP_055072.3) ير ش ب ال DC-SIGNR/CD299 لبن 399 ل ل 71 ن م ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ق ب ا ط م ي ن ي م ا ل س ل س ت ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ف ئ ة	ةل س ن ال ة يد األ داض الم مس ج ال
ق ي ب ط ت ل ا	(FC) يق ف د ت ال ي ول خ سا ي ق
ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل ا	ير ش ب
SWISS	Q9H2X3
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 45 - ن و ت ل ا د و ل ي ك 24
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك