


ق ف د ت ل ير ش ب ل ا Erbb3/Her3 ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م ي ب ن ر ا P21860 - ا ي ا ل خ ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0010819



ة م د ق م

ع م ق ف ا ر ت م ب ن ر ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م
ق ف د ت ل ير ش ب ل ا Erbb3/HER3 ف د ه ت س ي
ي و ل خ ل ا ج ر ا خ ق ا ط ن ل ا ي ل ع ف ر ع ت ي . ا ي ا ل خ ل ا
ن ي ز و ر ي ت ل ا ز ا ن ي ك ل ب ق ت س م ل (aa20-643)
ط ي ش ن ت و ن ي ل و ج ي ر و ي ن ل ا ة ر ا ش ا ي ف ك ر ا ش م ل
PI3K.

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ن م ل ا م س ا	م ا ب ير ش ب ل ا Erbb3/HER3 ل ا د ا ض م ي ب ن ر ا
ة ر ا ع ت س م ا ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل ا م	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
ن ج ل ا ف ر ع م	(ن ا س ن ا) 2065
د ص ت م ل ا	(NP_001973.2) ير ش ب ل ا Erbb3/HER3 م 20-643 ة ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض ا
ق ي ب ط ت ل ا	ق ف د ت ا ي ا ل خ ل ا (FC)
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
Swiss-Prot	P21860
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 148
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك