


ق ف د ت ل س ا ي ق ل ي ر ش ب ل ا E r g ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م ب ن ر أ P11308 - ي ل خ ا د ل ا ي و ل خ ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0008692



ة م د ق م

ق ف ا ر ت م ن ي ن ر أ ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج م م ص م (p55/erg-3) ي ر ش ب ل ا E R G ف د ه ت س ي ع م (FC) ي ل خ ا د ل ا ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل ا س ا ي ق ت ا ق ي ب ط ت ل (intra). ن ز و ل ا ؛ ي ر ش ب ل ا E R G ل ع ف ر ع ت ي . 54kDa. UniProt: P11308. ع ق و ت م ل ا ي ئ ي ز ج ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	mAb ي ر ش ب ل ا E R G ل ا د ا ض م ب ن ر أ
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل ا م	p55; erg-3
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
(ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	2078
د ص ت س م ل ا	(NP_891548.1) ي ر ش ب ل ا E R G ن م 1-100 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC (د ا ح ا)
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	P11308
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	54kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك