

ق ف د ت ل س ا ي ق ل ي ر ش ب ل ا Fatp1 ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م ب ن ر أ Q6Pcb7 - ي و ل خ ل ا

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0004120

ة م د ق م

د ض ع م ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م
ن م ق ق ح ت ل ا م ت ، (SLC27A1) ي ر ش ب ل ا Fatp1
ا ي ا ل خ ل ا ل خ ا د ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل ا س ا ي ق ل ه ت ح ص
ة ي ن ه د ل ا ض ا م ح أ ل ا ل ق ن ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م
ي ء ا ذ غ ل ل ي ث م ت ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	ي ر ش ب ل ا Fatp1 ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م ب ن ر أ
ر ا ع ت س م م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	376497
ن ي ج ل ا ف ر ع م	376497
د ض ت س م ل ا	(NP_940982.1) ي ر ش ب ل ا Fatp1 ن م 510-646 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	FC (ي ل خ ا د)
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	Q6PCB7
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	52kDa/71kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك