

قfdت ل یرشب ال Flt3/Cd135 ل ةل یسن ال یداح ا داضم ب نرا ایالخل - P36888

رصنعل مقرر: CM0012501



ةمدقم

عم قفارتمل ب نرال نم ةی بسنل ال یداح ا داضم
هتحص نم ققحتل مت، یرشب ال Flt3/CD135 دض
نیزوریتل زانیك فدهتسی. ایالخل قفدتل
ایالخل زیامت یف كراشمل FLT3 یل بقتسم
ایالخل ثاحبال بسانم. اهئاقبو ةیومدل
مدلنا طرسو ةی عذل

دی زمل فرعا

لماعمل	ةمیقل
جت نمل مسا	یرشب ال Flt3/CD135 ل ةل یسن ال یداح ا داضم ب نرا
راعستم مس/اتاطحال م	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; 3 نیزوریتل زانیك
عونل	ناسن
نیجل فرعم	2322
نیجل فرعم	2322
دضتسم ال	Flt3/CD135 نم 27-163 ةی نیمل اضا محال عم قفاوتی لسلست یلع یوتح ی بکرتل داغم یجامدنل نی تورب (NP_004110.2)
ردصم ال	ب نرا
ةئفل	ةل یسن ال یداح ا داضم
قیبطت ال	FC
عطاقم ال لعافت ال	ناسن
SWISS	P36888
نی تورب ال نزو	108kDa/112kDa
حشال	جلت سیك