

J- Gata3 داضم ال يبنرأل ةل يسنل يداأ ال داضم ال مسجل P23771 - (ةلخل ل خاد) يولخل قفدتل سايقول يرشبل رصنعل مقرر: CM0012400



ةمدقم

ب قفارت م يبنرأ ةل يسنل يداأ داضم مسجل سايقول GATA3 يرشبل خسنل لماع فدهتسي نم ققحتل مت. ايلخل ل خاد يولخل قفدتل يئيزجل هنزو، ةيرشبل تانيعلل هتجالص ايلخل زيامت ثاأبأل بسانم. نوتلاد وليك 48 ايلخل او ةيئاتل Th2.

ديزل فرعا

ةمدعل	ةمقل
جتنم ال مس	يرشبل ال GATA3 ج. داضم ال يبنرأل ةل يسنل يداأ ال داضم ال مسجل
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	HDR; HDRS
عونل	يرشبل
نجل فرعم	2625
يعانم دصتسم ال	(NP_001002295.1) يرشبل ال GATA3 نيتورب نم 200 ل 1 نم ةني مأمأ صامأ لسلسل ةلغ يوتحي [] ؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأ
فينصت ال	ةل يسنل يداأ ةداضم ال ماسجل ال
قبطت ال	(ةلخل ل خاد) يولخل قفدتل سايق
عطاقم ال لعافت ال	يرشبل
زمر SWISS	P23771
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 48
نجلش ال	جلت سيك