


يرشب ال IgG - داضم بنرأل نم ةلېسننل ايداحأ داضم مسج P01857 - يولخلل قفدتل سايقول (Fc)

رصنع ال مقرر: CM0007764



ةمدقم

ب- نرتقم بنرأل نم ةلېسننل ايداحأ داضم مسج
تتبتثمو (Fc) يرشب ال IgG ةقطنم فدهتسيو
ديفم (Fc) يولخلل قفدتل سايقول هتيجالص
ةيعانملا تادقعملا وأ يئاشغل ال IgG نع فشكلل
P01857. ةعانملا ملع ثاحبأ ي

ديزملل فرع

ةمدقم	ةمدقم
جتنملا مسج	ب- نرتقم و (Fc) يرشب ال IgG - داضم بنرأل نم ةلېسننل ايداحأ داضم مسج
عون	ناسنإل
GeneID (اليرشب)	3500
GeneID	3500
يعانملا دصتسملا	(P01857) (Fc) يرشب ال IgG نم 100-330 ةيئاملا صامألا لباقي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتورب
ردصم	بنرأل
ةئفلا	ةلېسننل ايداحأ داضملا ماسجألا
قبطتلا	FC
بالصتلا لعاقتلا	ناسنإل
SWISS	P01857
نحشلا	جلت سيك