


لبقتسم دض يبنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج داضم ال يولخل/يغانم ال ؤلألئل يرشبل ال Kir2DL2/Kir2DL3 P43628 - يقفدتل سايقلاو

رصننعل مقرر: CM0012446



ةمدقم

ب قفارت م يبنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج
يرشبل ال Kir2DL2/Kir2DL3 لبقتسم ل يعون
يغانم ال نيلوبولغلل اب هبش لبقتسم وهو
هتخص نم ققحتل مت. ةلئسل ايلخل
يولخل/يغانم ال ؤلألئل يف مادختسالل
ةسار دل يلاثم. يقفدتل سايقلاو داضم ال
ةيعي بطل ةلئسل ايلخل ةطبثم ال تاراشل
HLA-C. لعل فرعتل او

ديزل فرعا

ةمئل	ةمئل
جت ملسا	يرشبل ال Kir2DL2/Kir2DL3 دض يبنرأ ةلئسنل يداأ داضم
ءاسأل/اتاطلح الم ةراعتسم ال	Kir2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; هبش لبقتسم م 2DL3 ةلئسل ايلخل يغانم ال نيلوبولغلل اب
عونل	رشبل
م (رشبلل) فرعم	3803/3804
نجل فرعم	3803/3804
يغانم دلومل	Kir2DL3 (NP_056952.2) يرشبل ال 245 لىل 22 م ةني مأل صامحل عم قفاوتل لسلست لىل عوتحتل فلتؤم يغانم دن نيتورب
رصم ال	بنرأ
ةف	ةلئسنل يداأ ةداضم الم اسأل
قبطتل	IF/ICC, FC
لدابتل لعلفتل	رشبل
SWISS	P43628
نيتوربل نزو	نوتلاد وليك 38 / نوتلاد وليك 37 / نوتلاد وليك 27
نحش ال	جلت سيك