

Fc - مة ينقتل Mab يرشبل Kir2DL4/CD158D ل داضم بنرأ Q99706

رصنع ال مقرر: CM0004987



ةمدقم

ةداضم بنرأ ال نم ةل ينسن ال ةيداح ةداضم ماسجأ م . ب ةنرتقم و يرشبل Kir2DL4/CD158d ل قفدت ال سايق ل اهتجالص نم ققحت ال نيلوبولغل لبقتسم فدهتستو ، ولخل الفرعتي يذلل لتاقل الالخب هيبش اليعانم ال هجاو دنع NK الالخ فئاظو لهسيو HLA-G لعل نينجل او مأل.

يزم ال فرع

لماعم ال	ةمق ال
جتنم ال مسا	mAb يرشبل Kir2DL4/CD158d ل داضم بنرأ
ةراعتسم ءامسأ/اتطاحام	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; م لبقتسم نيلوبولغل اليعانم ال
عاون ال	ناسن
GeneID (يرشب)	3805
GeneID	3805
دصتسم ال	(NP_002246.5) يرشبل Kir2DL4/CD158d م 24-242 ةينمأل اصامأل عم قفاوتي لسلسل لعل يوتحي بيكرت ال داعم جيامدن نيوتوب
ردصم ال	بنرأ
ةئفا	ةل ينسن ال ةيداح ةداضم ماسجأ
قبيطت ال	FC
عطاقتم ال لعافت ال	ناسن
SWISS	Q99706
نيتوربل نزو	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
نحش ال	جلت سيك