

ق ف د ت ل س ر ا ي ق ل Polymab® ي ر ش ب ل ل Klr1g1 ل د ا ض م ب ن ر أ Q96E93 - ي و ل خ ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0009812



ة م د ق م

ن م ص ل خ ت س م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
ي ر ش ب ل ل KLRG1 ف د ه ت س ي ، ب ن ر ت ق م و ب ن ر أ ل ا
ي ل ع ف ر ع ت ي . ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل ا س ر ا ي ق ل
ر ب ع م ن و ت ل ا د و ل ي ك 22 ن ز و ب ط ب ث م ل ب ق ت س م
T ا ي ا ل خ و (NK) ة ي ع ي ب ط ل ا ة ل ت ا ق ل ا ي ا ل خ ل ا ي ل ع
ن م ق ق ح ت ل ا م ت . CD8+ ة ي ن ي م و ر ك و ت ي س ل ل
ة ي ر ش ب ت ا ن ي ع ي ف ه ت ح ص .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	PolymAb® ي ر ش ب ل ل KLRG1 ل د ا ض م ب ن ر أ
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
ن ي ج ل ا ف ر ع م	10219
د ص ت س م ل ا	(NP_001316028.1) ي ر ش ب ل ل KLRG1 م 60-195 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	Q96E93
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	22kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك