


قfdتl Lamp1/Cd107A ناسنإلل ةللسنل دىحو داضم بنرأ P11279 - (اىالخل لخد) اىالخل

مصنوع ال مقرر: CM0008904



ةمدقم

قفارتم بنرأل نم ةللسنل دىحو داضم مسج ممصم. يرشبل LAMP1/CD107a فدهتسيو عم فشكلل (FC intra) اىالخل لخد اىالخل قفدتل ةلحال تاميسجلل يئاشغ يركس ني تورب نع نيوك تي ف نمضتيو نوتلاد وليك 38-45 نزي اىالخل ةيولخل ةيمسلل او ةلحال تاميسجلل اىعيبطلل لتاقلل.

ديزملا فرع

لماعم ال	ةمىق ال
جت نم ال مس	LAMP1/CD107a ناسنإلل ةللسنل دىحو داضم بنرأ
راعسم مس/اتاطحال م	LAMP1; CD107a; LGP120
عاون ال	ناسن
م (ناسن) نجلال فرع	3916
دضتسم ال	LAMP1/CD107a نم 29-382 ةيمنيأل اضاأل عم قفاوتي لسلسل ةللى ةيوتخي بيكرتل داغم راهصنا ني تورب (NP_005552.3) يرشبل
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةللسنل ةدىحو داضم ماسج
قيبطت ال	FC (اىالخل لخد)
عطاقت الم لعافت ال	ناسن
SWISS	P11279
ني تورب ال نرو	38kDa/45kDa
نحش ال	جلت سيك